

## LURZ – NEREZOVÝ PODTLAKOVÝ LIGÁTOR

Při spojení se zdrojem podtlaku – (je možno aplikovat elastickou ligaturu bez pomoci další osoby).



**Lurz**  
podtlakový aplikátor – průměr 8 mm  
Katalogové číslo: 48.1750



**Lurz**  
podtlakový aplikátor – průměr 8 mm  
Katalogové číslo: 48.1754



**Lurz**  
podtlakový aplikátor – průměr 8 mm  
Katalogové číslo: 48.1755



**Hemosuck C.AC809**  
Chirurgická odsávačka  
Katalogové číslo: C.AC809

### Souprava pro Barronovu ligaturu

- Lurz aplikátor
- Hemosuck – podtlakové sání
- Gavoring – elastické kroužky (balení/100 ks)
- Anoskop – dle výběru

### Nasazování ligačního kroužku na ligátor:

