

# Fisianal – inkontinence stolice

F.0500

Jednoduchý přístroj určený k rehabilitaci svalů pánevního dna zejména svěračů konečníku.

VAŠE TĚLO OCENÍ VAŠI PÍLI...



Obsah balení:

1x 9V baterie

1x Sáček s gelem Sapigen K určený hygienické toaletě konečníku a přilehlé oblasti před cvičením.

1x Sáček s lubrikačním gelem.

1x Sáček s heřmánkovým krémem Camocal k ošetření konečníku po cvičení.

1x Návod k použití.

REHABILITACE  
SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

## PŘÍSTROJ JE URČEN K OVLIVNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ:

1. Nedostatečná nebo úplná ztráta schopnosti udržení stolice (kontinence) jako důsledek poškození svěračů nebo jejich porušené funkce.
2. Stav zvýšeného napětí svalů pánevního dna a svěračů různé příčiny.
3. Léčebné rehabilitaci po operacích v oblasti konečníku, zejména k zabránění vzniku zúžení konečníku.

CENA VČ. DPH

**8530 Kč**

♥ Přístroj je navržen tak, že může být uživatelem používán samostatně v domácím prostředí.

# Fisianal – inkontinence stolice

F.0500

## STUD NENÍ NA MÍSTĚ...

INKONTINENCÍ TRPÍ NEZANEDBATELNÉ PROCENTO LIDÍ KAŽDÉHO VĚKU.

Onemocnění konečníku a zejména poruchy udržení větrů či stolice patří k nejvíce obtěžujícím a psychicky až zničujícím onemocněním. Jejich výskyt není vzácný a s přibývajícím věkem se pravděpodobnost onemocnění zvyšuje. Například obtíže spojené s onemocněním hemoroidů potrápí aspoň 1x za život téměř 4/5 celosvětové populace. Zpravidla postižení o svých obtížích nemluví a nesvěřují se ani lékaři, ani svému okolí. Uzavírají se do sebe, do svých domovů, izolují se a tiše trpí.

**A právě pro ně je určen náš přístroj. S jeho pomocí, patřičnou dávkou vytrvalosti, odhodlání a trpělivosti si mohou opět pomoci vrátit se zpět do života, mezi ostatní lidi.**

- PŘIROZENÁ TRÉNINKOVÁ METODA PRO POSILOVÁNÍ SVALŮ.
- ŽÁDNÉ LÉKY, ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY.
- VÍCE POCITU JISTOTY, VÍCE RADOSTI ZE ŽIVOTA!
- DOPORUČOVÁNO REHABILITAČNÍMI CENTRY.



DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVU A KONZULTACI  
SPECIALIZOVANÉHO LÉKAŘE – PROKTOLOGA!